

CLiP & INSERT-I

PEEK-Spezialaufsatz für die
Implantatprophylaxe

ZUR SCHONENDEN PFLEGE UND
REINIGUNG VON TITANOBERFLÄCHEN

LEICHT UND SCHNELL ADAPTIERBAR



CLiP

Implantatprophylaxe-Aufsatz

SPEZIAL-AUFSATZ AUS HOCHWERTIGEM PEEK-KUNSTSTOFF ERLAUBT EINE SCHONENDE REINIGUNG VON IMPLANTATEN, RESTAURATIONEN UND SUBRASTRUKTUREN. KEINE BESCHÄDIGUNG, KEINE ABRASION VON TITANOBERFLÄCHEN. LEICHTES ARRETIEREN UND ABLÖSEN DES PEEK-AUFSATZES DURCH AUTOKLAVIERBAREN CLIPPER.

KOMPATIBEL FÜR ALLE SCORPION I - ULTRASCHALL-SPITZEN.



Clipper



Sicheres und schnelles Arretieren der Spezial Spitze durch CLiP-Funktion

Inhalt: 5 Stck.

& SCORPION-I ULTRASCHALL AUFSATZ



NEU: DOPPELFUNKTION

OHNE PEEK-AUFSATZ: LEICHTE SUPRAGINGIVALE ENTFERNUNG VON KONKREMENTEN
 MIT PEEK-SPEZIALAUFSATZ: SCHONENDE REINIGUNG VON IMPLANTATEN, KRONENRÄNDER
 UND RESTAURATIONEN

SPEZIELL ENTWICKELTE UND PATENTGESCHÜTZTE CLiP-FUNKTION

VISUELLER ABNUTZUNGS-INDIKATOR

LANGANHALTENDE EFFIZIENZ



Aufbewahrungsbox inklusive*

Beinhaltet:



Clip x5

+



1 Ultrasonic-Aufsatz x1

+



Dynamometrischer Schlüssel x1

+



Clipper x1

*20x PEEK-Aufsätze als Refill erhältlich

*I-AIR Sonicflex Set: Beinhaltet 10x PEEK-Aufsätze + 1x I-AIR Ultrasonic Aufsatz + 1x CLiPPER



Made in France
SCORPION
 4 rue Enrico Fermi - 63540 Romagnat - FRANCE
 E-mail: contact@scorpion.fr
 Web: www.scorpion.fr

zantomed
 www.zantomed.de

Vertrieb durch ZANTOMED GmbH
 Ackerstraße 1
 D-47269 Duisburg
 Telefon: (0203) 80 510 45 - Telefax: (0203) 80 510 44
 E-Mail: info@zantomed.de - Internet: www.zantomed.de

ISO 13485
 CE 0459



Medizinprodukt-Klasse II nach 93/42IEEC
 22/01/2016