



□ **ebite 3 Lichtpaket Standard**

Lieferumfang:

1x kabellose, mobile Beleuchtungseinheit in Farbe weiß, 1x Ladekabel mit Netzteil (optional USB-Schnittstelle), 2x Filter, 1x Brillenband schwarz, 1x technische Anwendungsanleitung

499,- € zzgl. gesetzl. MwSt.

□ **ebite 3 Großes Lichtpaket**

Lieferumfang:

2x ebite 3 Lichtpaket Standard

798,- € (statt 998,- € zzgl. gesetzl. MwSt.)

Preisvorteil 200,- €

Praxisstempel

Sämtliche Preisangaben verstehen sich netto zzgl. 19 % gesetzlicher MwSt. und Versandpauschale von 4,50 €. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Zantomed GmbH.

Zantomed GmbH

Ackerstr. 1

D-47269 Duisburg

Tel.: +49 (0203) 60 7998 0

Fax: +49 (0203) 60 7998 70

info@zantomed.de

www.zantomed.de

zantomed
www.zantomed.de

ebite 3 - kabelloses LED-Beleuchtungssystem für alle Brillen

Mobile Leuchtkraft adaptierbar
an jedes Brillengestell

ab 499,- €
zzgl. gesetzl. MwSt.



Neu

ebite 3: Universal adaptierbare LED-Beleuchtungseinheit



Unser lichtstarkes LED-Beleuchtungssystem lässt sich direkt an jedes Brillengestell – ob Lupen-, Schutz- oder Optikerbrille adaptieren. Somit wird das Behandlungsfeld optimal schattenfrei ohne Einschränkung ausgeleuchtet.

Der im LED-Beleuchtungssystem integrierte Akku entledigt zusätzliche Kabelverbindungen zu einer separaten Akku-Station und reduziert somit das Gesamtgewicht. Mit der praktischen Touch-Control Funktion direkt an der Lampe lässt sich eine 3-stufige Helligkeitsregulierung einstellen. Die Laufzeit beträgt bei Helligkeitsstufe LOW bis zu 3 Stunden.

ANGEBOT: Maximieren Sie die Laufzeit mit dem GROßEN ebite 3 Lichtpaket (**Inhalt: 2x ebite 3 Standardpaket**).

HIGHLIGHTS:

- ✓ KABELLOSE LED-BELEUCHTUNGSEINHEIT EINFACH ADAPTIERBAR AN JEDES BRILLENGESTELL
- ✓ MAXIMALE MOBILE BEWEGUNGSFREIHEIT: INTEGRIERTER AKKU – KEINE KABELVERBINDUNG ZUR LED-BELEUCHTUNGSEINHEIT
- ✓ PRAKTISCHER "TOUCH-CONTROL"-SCHALTPUNKT DIREKT AN DER BELEUCHTUNGSEINHEIT ZUR 3-STUFIGEN REGULIERUNG DER LEUCHTSTÄRKE (LOW - MEDIUM - HIGH)
- ✓ LEUCHTSTÄRKE BIS CA. 30.000 LUX

Technische Information

>> Leistung nach drei Helligkeitsstufen
1.HIGH, 2. MEDIUM, 3. LOW:
30.000 LUX HIGH
20.000 LUX MEDIUM
12.000 LUX LOW

>> Betriebszeit nach Helligkeit:
HIGH ~ 100 Minuten
MEDIUM ~ 120 Minuten
LOW ~180 Minuten

>> Akku-Ladezeit: 55~60min

>> LED-Lebensdauer ~50.000 Stunden

>> Akkutyp: Li-Ion

>> Garantie 1 Jahr